



Bruksanvisning benstöd 1810

Benstöd 1810 är ett bärbart benstöd med låg vikt. Stativet som är tillverkat av aluminiumprofiler väger 850 gr. och benstödsudden som är tillverkad av trä, polyeter och galon väger 600 gr.

Benstödsstativet kan ställas i fyra olika vinklar, genom att trycka på låsknappen (C) när stativet är i hopfällt läge, detta ger fyra olika höjdlägen. Dessutom kan ytterligare höjjustering göras genom att lossa låsratten på stativet och justera mittröret.

Benstödsudden placeras på mittröret.

För kundens bekvämlighet kan ett eller två av stativets ben vinklas ut, vilket ger en naturlig sittställning för patienten.

